

SISTO-CSPV Commande pour un échantillonnage sécurisé



Domaines d'emploi:

Secteurs hygiéniques et stériles dans l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique

Pour en savoir plus:

www.sisto-aseptic.com



SISTO-CM511



SISTO-C




SISTO-CM1200


Votre contact:

Form area for contact information, consisting of a large empty rectangular box with corner brackets.

SISTO-CSPV Commande pour un échantillonnage sécurisé



La SISTO-CSPV est une vanne de prélèvement manuelle équipée d'un actionneur pneumatique comme élément de sécurité supplémentaire. Le volant ne peut être actionné que lorsque l'actionneur pneumatique est fourni en air comprimé. En cas de défaillance de l'air de commande dans l'actionneur, la vanne se verrouille et le volant ainsi que le point de prélèvement se ferment et ne peuvent plus être actionnés. Cela permet d'éviter les prélèvements non désirés.



- Renforcement de la sécurité des installations et de la protection des employés
- Un échantillonnage sécurisé est garanti par l'interaction d'un actionneur pneumatique et d'un actionneur manuel
- Les positions des deux actionneurs peuvent être interrogées de manière centralisée par deux capteurs inductifs intégrés
- Surveillance ciblée des processus grâce à l'intégration dans le système de contrôle des installations
- Limiteur de course en ouverture et fermeture
- Étanchéité hermetique vers l'extérieur et dans le passage grâce à une membrane chambrée et supportée par une spirale
- Adapté aux processus NEP/SEP
- Volant en acier inoxydable en option

Matériaux

Corps	1.4435 ; 1.4539 et diverses qualités d'Hastelloy
Chapeau	1.4409
Membrane	SISTOAseptiXX EPDM SISTOAseptiXX TFM/EPDM vulcanisé SISTOAseptiXX TFM/EPDM 2-pièces



vanne SISTO-C à actionnement manuel



vanne SISTO-C à actionnement pneumatique